



B
O
D
Y
S
H
A
P
I
N
G
S
Y
S
T
E
M
S

Ü
B
E
R
S
I
C
H
T
2
0
0
6

Tiefenwärme-Systeme von CISCOTEC

Tiefenwärme-Systeme von Ciscotec vereinen die altbewährte Methode der Wärmebehandlung mit einer beispielhaft ausgereiften und fortschrittlichen Technik für eine Vielzahl von Anwendungsgebiete:

z.B. Umfang- und Gewichtsreduzierung

Nur in gut durchbluteten Geweben können Depotfette abgebaut und über die Blutbahn zur Leber transportiert werden. Tiefenwärme regt den Stoffwechsel in den Diät resistenten Problemzonen intensiv an, was die Voraussetzung für gezielte Gewichtsreduktion durch Fettabbau darstellt. Schlecht durchblutete Bereiche fallen häufig dadurch auf, dass sie sich aufgrund schlechterer Durchblutung kühler anfühlen. Durch die Wärmeeinwirkung entsteht eine Verbesserung der Durchblutung mit Bildung neuer Blutkapillare, die nachhaltig eine verbesserte Sauerstoff- und Nährstoffversorgung garantieren. Gleichzeitig wird der Stoffwechsel stark angeregt, Schlackenstoffe werden gelöst und über das Lymphsystem abtransportiert und ausgeschieden. Die intensive Entschlackung des Unterhautfettgewebes verbessert somit das Hautbild und kann Cellulite reduzieren.

Bereits nach wenigen Anwendungen ist eine messbare Umfangverminderung im Bereich der Problemzonen feststellbar.

Technik

Wir verwenden in unseren besonders beanspruchten Wärmebandagen äußerst haltbare Kohlefaserleitungen als technische Besonderheit. Mit dieser Technologie wird ein frühzeitiger Verschleiß, wie es bei konventionell eingesetzten Metalldrähten oft der Fall ist, wirksam vermieden.

Das Außenmaterial der Bandagen besteht aus einem robusten und optisch ansprechenden Kunstleder. Das Innenmaterial wird aus einem leicht zu reinigenden und hygienischen Kunststoffinnenfutter gefertigt. Alle Bandagen sind hochwertig gepolstert, was ein angenehmes Anwendungsgefühl und eine optimierte Wärmeisolierung gewährleistet. Damit verbunden ist ein geringerer Energieverbrauch und hoher Wirkungsgrad.

Um unsere Tiefenwärmesysteme erfolgreich einzusetzen, bedarf es keiner speziellen Ausbildung oder Einweisung. Die Folientastaturen erlauben ein intuitives und schnelles Einstellen der gewünschten Anwendungsparameter wie Temperatur und Anwendungszeiten.

Die Kle

Kompatibilität


Beachten Sie bitte die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Bandagen (s. Übersicht auf der letzten Seite). So sind beispielsweise alle Geräte und Bandagen der Profi-Systeme voll kompatibel.

Bedingt durch die hohe Kompatibilität der von uns angebotenen Bandagensysteme und dem einzigartig großen Angebot an den unterschiedlichsten Bandagen stehen Ihnen mit unseren Tiefenwärmesystemen nahezu alle denkbaren Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Weiterentwicklung und Produktpflege

Um den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, werden unsere Steuer- und Bandagensysteme ständig weiterentwickelt und verbessert, so dass wir unseren Kunden auch in Zukunft immer bedarfsorientierte und ausgereifte Systeme und Systemergänzungen zur Verfügung stellen können.

Die Wellenbereiche der Infrarotstrahlung im elektromagnetischen Wellenspektrum (Ausschnitt)



Wellenlängenbereiche der Infrarotstrahlung, des sichtbaren Lichts und der Ultraviolettstrahlung in Nanometer (nm)

Der Strahlungsbereich der CISCOTEC Tiefenwärmesysteme befindet sich im langwelligen Bereich der Infrarot C - Strahlung, also dem so genannten Fern - Infra - Rot - Bereich.

Mieten / Leasen / Kaufen

Alle Ciscotec - Tiefenwärmesysteme können Sie auch in bequemen Monatsraten unbürokratisch über Mietkauf oder Leasing erwerben.

Bei Fragen zu unseren Finanzierungsmöglichkeiten, aber auch zur Technik und Anwendungsweise stehen wir und unsere Fachhändler Ihnen gerne zur Verfügung.

Profi Body-Shaping-Systeme A / A-Classic / C

Einer der größten Vorteile unserer Tiefenwärmesysteme ist die einfache Handhabung der Bandagen. Durch das schnelle und einfache Anlegen des Bandagen-Anzugs wird bei einer professionellen Nutzung ein wesentlich höherer Kundendurchlauf ermöglicht, ohne dass Sie oder Ihr Personal sich mit dem Anlegen einzelner Bandagen lange aufhalten müssen.

Auch korpulente Personen können mit dem Bandagen-Anzug bequem behandelt werden und in den Genuss der Tiefenwärmeanwendung kommen.

Ein wesentlicher Vorteil des Bandagen-Anzugs ist die optimale Nutzung der Tiefenwärme. Er minimiert ungewollten Wärmeverlust im Vergleich zur Anwendung mit Einzelbandagen, was sich energiesparend auswirkt und die Leistungsfähigkeit des Gerätes erhöht.

Profi Body-Shaping-Systeme A / A-Classic / C



*Arm-Bandagen nur im Lieferumfang des PH-2A Modells

Technische Daten

- Vorwärmzeit: 10 Minuten (bei C ca. 15 Minuten)
- Betriebstemperatur wird über LED signalisiert und ist stufenlos von 30°C bis 60°C einstellbar
- 4 Leistungskanäle (2 Leistungskanäle bei C), separat einstellbar
- Übersichtlich und einfach in der Handhabung
- Anzeige aller Funktionen
- Kompaktes, belastbares Gehäuse in anspruchsvollem Design
- Sicherer Sitz der Bandagen durch verstärkte Klettverschlüsse
- Timer: 5 bis 95 Minuten
- Eingangsspannung: 230 V, 50 Hz, 300 VA, netsicher
- Betriebsspannung: 300 W max. (150W bei C)
- Gewicht: ca. 2,7 kg (Steuergerät)
- Abmessungen Gerät: B 28 x L 20,5 x H 10 cm
- CE-Geprüft

Lieferumfang

- 1 elektronisches 4-Kanal-Steuergerät (2-Kanal-Steuergerät bei C) mit Softtouch-Tastatur
- 1 Bandagenanzug
- 1 Paar Arm-Bandagen (nicht bei C)
- Ausführliche Bedienungsanleitung mit vielen Tipps zur erfolgreichen Anwendung!

Beim Body-Shaping-System A-Classic besteht der Lieferumfang aus einem 4-Kanal-Steuergerät A, 2 Universal-Thermo-Bandagen (PH-Z-06) für Bauch und Hüfte sowie aus 2 Bein-Bandagen (PH-Z-05). Natürlich sind auch weitere Bandagenkombinationen, z.B. mit Arm-Bandagen, Bandagen-Shorts usw. möglich.

Profi Heat-Bag-Systeme B / B2 / B3

Heat-Bag-Wärmedecke

Auch bei unseren Heat-Bag-Systemen ist die einfache Handhabung einer der größten Vorteile. Die Heat-Bag-Wärmedecke eignet sich hervorragend als vorbereitende Anwendung für Massagen und zur Kombination mit Algenbandagenwickel, Thalasso, Bodywrapping u.ä. Aber auch als raumsparende Alternative zur Infrarotkabine können unsere Heat-Bag-Systeme eingesetzt werden. Durch die kraftvollen und variabel verschließbaren Klettverschlüsse ist ein schnelles und einfaches Anlegen der Wärmedecke möglich.

Auch korpulente Personen können mit der Heat-Bag-Wärmedecke der B-Serie bequem behandelt werden. Wie bei all unseren Systemen besteht das Material aus mehreren Wirkschichten und zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmeisolierung aus.

Profi Heat-Bag-Systeme B / B2




Technische Daten

- Vorwärmzeit: 15 Minuten (bei B2 ca. 10 Minuten)
- Betriebstemperatur wird über LED signalisiert und ist stufenlos von 30°C bis 60°C einstellbar
- 1 Leistungskanal (2 Leistungskanäle bei B2)
- Übersichtlich und einfach in der Handhabung
- Anzeige aller Funktionen
- Kompaktes, belastbares Gehäuse in anspruchsvollem Design
- Sicherer Sitz der Wärmedecke durch verstärkte Klettverschlüsse
- Timer: 5 bis 95 Minuten
- Eingangsspannung: 230 V, 50 Hz, 300 VA, netsicher
- Betriebsspannung: 150 W max. (300 Watt bei B2)
- Gewicht: ca. 2,7 kg (Steuergerät)
- Abmessungen Gerät: B 28 x L 20,5 x H 10 cm
- CE-Geprüft

Lieferumfang

- 1 elektronisches 1-Kanal-Steuergerät (2-Kanal-Steuergerät bei B2) mit Softtouch-Tastatur
- 1 Heat-Bag-Wärmedecke
- Ausführliche Bedienungsanleitung mit vielen Tipps zur erfolgreichen Anwendung!

Profi Heat-Bag-System B3 (mit 3 separaten Wärmezonen)



Heat-Bag mit 3 separat regulierbaren Temperatur- und Zeitzonen

Technische Daten

- Vorwärmzeit: 10 Minuten
- Betriebstemperatur wird über LED signalisiert und ist stufenlos von 30°C bis 60°C einstellbar
- 3 Leistungskanäle, separat einstellbar
- Übersichtlich und einfach in der Handhabung
- Anzeige aller Funktionen
- Kompaktes, belastbares Gehäuse in anspruchsvollem Design
- Sicherer Sitz der Wärmedecke durch verstärkte Klettverschlüsse
- Timer: 5 bis 95 Minuten
- Eingangsspannung: 230 V, 50 Hz, 300 VA, netsicher
- Betriebsspannung: 300 W max.
- Gewicht: ca. 2,7 kg (Steuergerät)
- Abmessungen Gerät: B 28 x L 20,5 x H 10 cm
- CE-Geprüft

Lieferumfang

- 1 elektronisches 3-Kanal-Steuergerät mit Softtouch-Tastatur
- 1 Heat-Bag-Wärmedecke mit drei separat einstellbaren Temperaturzonen
- Ausführliche Bedienungsanleitung mit vielen Tipps zur erfolgreichen Anwendung!

Die Heat-Bag-Wärmedecke (B3) ist in drei Zonen eingeteilt, die in Anwendungsdauer und Temperatur unabhängig eingestellt werden können.

Beispiele
nur eine der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.

Home Body-Shaping-System C-Home

Mit unseren Home Body-Shaping-Systemen bieten wir Ihnen einmalig preisgünstige und technisch ausgereifte Tiefenwärmesysteme für den Heimbe-
den Ansprüchen im Heimbereich angepasst ist. Für den professionellen Dauereinsatz empfehlen wir unsere leistungsstärkeren Profi-Systeme.

Be Handhabung des Bandagen-Shorts und die vereinfachte Steuerung des Gerätes gewährleistet.

Mit geforderten Anwendungsbereiche abgedeckt.

Home Body-Shaping-System C-Home



Technische Daten

- Vorwärmzeit: 10-15 Minuten
- Betriebstemperatur wird über LED signalisiert und ist stufenlos von 30°C bis 60°C einstellbar
- 2 Leistungskanäle, nicht separat einstellbar
- Übersichtlich und einfach in der Handhabung
- Anzeige aller Funktionen
- Kompaktes, belastbares Gehäuse in anspruchsvollem Design
- Sicherer Sitz des Bandagen-Shorts durch verstärkte Klettverschlüsse
- Timer: 5 bis 95 Minuten
- Eingangsspannung: 230 V, 50 Hz, 300 VA, netsicher
- Betriebsspannung: 75 W max
- Gewicht: ca. 0,8 kg (Steuergerät)
- Abmessungen Gerät: B 14,5 x L 21 x H 5 cm
- CE-Geprüft

Lieferumfang


- 1 elektronisches 2-Kanal-Steuergerät mit Softtouch-Tastatur
- 1 Bandagen-Short
- Ausführliche Bedienungsanleitung mit vielen Tipps zur erfolgreichen Anwendung!

Mit dem Home Body-Shaping-System C-Home bieten wir Ihnen ein vollwertiges und leistungsstarkes Tiefenwärmesystem, das den meisten konventionellen Systemen aufgrund seiner innovativen Bandagen-Technologie überlegen ist. Bitte beachten Sie, dass jedoch das Steuergerät für die professionelle Nutzung nur eingeschränkt geeignet ist.

Home Body-Shaping-Systeme G / G2

Mit den Tiefenwärmesystemen G und G2 stehen Ihnen die preisgünstigsten Einstiegsmöglichkeiten im Bereich der privaten Tiefenwärme-anwendung zur Verfügung (nicht für die professionelle Nutzung geeignet).

Home Body-Shaping-Systeme G / G2



Anlegebeispiele



Technische Daten

- Vorwärmzeit: 5-10 Minuten
- Betriebstemperatur wird über LED signalisiert und ist stufenlos von 30°C bis 60°C einstellbar
- 2 Leistungskanäle, nicht separat einstellbar (1 Leistungskanal bei G)
- Übersichtlich und einfach in der Handhabung
- Anzeige aller Funktionen
- Kompaktes, belastbares Gehäuse in anspruchsvollem Design
- Sicherer Sitz der Universal-Thermo-Bandagen durch verstärkte Klettverschlüsse
- Timer: 5 bis 95 Minuten
- Eingangsspannung: 230 V, 50 Hz, 300 VA, netsicher
- Betriebsspannung: 75 W max. (60 W bei G)
- Gewicht: ca. 0,8 kg (Steuergerät)
- Abmessungen Gerät: B 14,5 x L 21 x H 5 cm
- CE-Geprüft

Lieferumfang

- 1 elektronisches 2-Kanal-Steuergerät (1-Kanal-Steuergerät bei G) mit Softtouch-Tastatur
- 2 Universal-Thermo-Bandagen (1 Bandage bei G)
- Ausführliche Bedienungsanleitung mit vielen Tipps zur erfolgreichen Anwendung!

Folienanzüge



Zur Verwendung für hygienische Tiefenwärmebehandlungen

Das aufwendige Reinigen der Tiefenwärme-Bandagen entfällt bzw. reduziert sich auf ein Minimum. Durch die Universalgröße sind die Folienanzüge auch für sehr korpulente Personen geeignet.

Das strapazierfähige Kunststoffmaterial der Folienanzüge in einer Stärke von 35µm macht eine mehrmalige Verwendung möglich.

Sie erhalten die Folienanzüge zur privaten Nutzung in der praktischen 10er-Packung oder für den professionellen Einsatz zu je 50 Stk. pro Rolle.

Tiefenwärmegel



Tiefenwärmegel "Intensiv" - zur Optimierung der Erfolge bei Tiefenwärmeanwendungen

Wenn Fettpölsterchen abgebaut und der Umfang an den Problemzonen messbar reduziert werden sollen, ist unser Tiefenwärmegel "Intensiv" eine äußerst wirksame Ergänzung. Dies wird durch die durchblutungsfördernden Eigenschaften einer bewährten Mischung von Stoffwechsel aktivierenden Pflanzenextrakten und ätherischen Ölen erreicht.

Die biologischen Abläufe werden in Schwung gebracht und sorgen für den Abtransport von Schlacken und Fettstoffwechselprodukten, bilden so eine biologische Ergänzung zur Bekämpfung von Cellulite (Orangenhaut) und unterstützen die Gewebefestigung sowie die Verbesserung des gesamten Hautbildes. Sie erhalten unser Tiefenwärmegel "Intensiv" in der praktischen 150ml Dosierflasche (ausreichend für ca. 30 Anwendungen).

Zubehör

Mit unseren Body-Shaping-Systemen stehen Ihnen eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung. So können Sie die biopositiven Eigenschaften der Infrarot-Tiefenwärme für den jeweiligen Anspruch nutzen und die für Ihr Anwendungsgebiet optimale Geräte- und Bandagenkombination zusammenstellen. Das Bandagen-Außenmaterial ist äußerst strapazierfähig, die Verarbeitung der Nähte, im besonderen auch die der sehr kräftigen Klettverschlüsse, ist solide und auf Langlebigkeit

Bandagen gewährleistet eine sehr komfortable Nutzung und eine energiesparende Wärmeisolierung.

Bitte beachten Sie, dass die meisten Ciscotec-Thermobandagen mit den verschiedenen Steuergeräten kompatibel sind !



Bandagen-Anzug

Der Bandagen-Anzug besteht aus dem gleichen Material wie alle Bandagen der PH-Serie. Das Außenmaterial besteht aus einem stabilen, anschmiegsamen, silberfarbenen Kunstleder, das Innenmaterial aus einem weichen, angenehmen und leicht zu reinigenden Kunststofffutter.

An beiden Außenseiten befinden sich jeweils vier stabile und haltbare Klettverschlüsse, die eine Größenvarianz von der Konfektionsgröße 30 bis ca. 46 zulassen.

Bandagen-Anzug XL (anwendbar bis Konfektionsgröße 60):

Bandagen-Shorts 3/4 lang, auch für die Anwendung bei Krampfadern (siehe auch Abbildung Body-Shaping-System C-Home)

*Kompatibel mit den Steuergeräten: Body-Shaping A, A-Classic, C sowie Heat-Bag B2 und B3

Artikelnummer: PH-Z-02

Artikelnummer: PH-Z-03

Artikelnummer: PH-Z-01



Arm-Bandagen

Die Arm-Bandagen ermöglichen mit ihren jeweils drei Klettverschlüssen ein bequemes An- und Ablegen und eine komfortable Anwendung. Durch den konischen Zuschnitt der Bandagen ergeben sich folgende Maße:


weiteste obere Stellung: ca. 22 cm - engste obere Stellung: ca. 11cm

weiteste untere Stellung: ca. 18 cm - engste untere Stellung: ca. 8 cm

Länge der Bandage: 41cm

*Kompatibel mit den Steuergeräten: Body-Shaping A, A-Classic, C sowie Heat-Bag B2, B3, Home G, G2 und C-Home

Artikelnummer: PH-Z-04



Bein-Bandagen

Die ergonomische Passform der Bein-Bandagen ermöglicht eine optimale Anwendung an den Oberschenkeln.

So ist auch die klassische Anwendungsform der Einzelbandagen mit unseren Tiefenwärmesystemen möglich.

Durch den konischen Zuschnitt der Bandagen ergeben sich folgende Maße:

weiteste obere Stellung: ca. 84 cm - engste obere Stellung: ca. 27 cm

weiteste untere Stellung: ca. 75 cm - engste untere Stellung: ca. 30 cm

Länge der Bandage: 41cm

*Kompatibel mit den Steuergeräten: Body-Shaping A, A-Classic, C sowie Heat-Bag B2, B3, Home G, G2 und C-Home

Artikelnummer: PH-Z-05



Heat-Bag-Wärmedecke

Die Heat-Bag hat durch ihr großzügiges "Raumkonzept" ein umfangreiches Anwendungsspektrum, sodass auch korpulente Personen in den Genuss der Tiefenwärme kommen. Die Heat-Bag-Wärmedecke eignet sich hervorragend zur Kombination mit Algenbandagenwickel u.ä. und kann als raumsparende Alternative zur Infrarotkabine eingesetzt werden. Durch die variabel einstellbaren Klettverschlüsse ist eine Nutzung in den Breiten zwischen 68 cm und 95 cm möglich. Die Länge der Heat-Bag beträgt 178 cm und kann bis zu einer Körpergröße von 2m problemlos eingesetzt werden.

B (1-Kanal-System)

B2 (2-Kanal-System)

B3 (3-Kanal-System)

*Kompatibel mit den Steuergeräten: Body-Shaping A, C sowie B2 und B3

Artikelnummer: PH-Z-10

Artikelnummer: PH-Z-11

Artikelnummer: PH-Z-12



Universal-Thermo-Bandage

Die Universal-Thermo-Bandage wurde zur lokalen Anwendung für universelle Einsatzbereiche im Hüft-, Bauch-, Rücken- und Beinbereich entwickelt. Das mit stabilen Klettverschlüssen versehene Bandagenzwischenstück lässt einen variablen Anwendungsbereich zwischen 60 cm und 38 cm zu. Die Breite beträgt 24 cm.

Artikelnummer: PH-Z-06

*Kompatibel mit den Steuergeräten: Body-Shaping A, A-Classic, C sowie Heat-Bag B2, B3, Home G, G2 und C-Home



Heat-Mat

Die Infrarot-Heat-Mat eignet sich zum Aufwärmen von Behandlungs- und Massagetischen.

Länge 150 cm, Breite 50 cm.

Durch elastische Spanngurte mit praktischen Klettverschlüssen kann die Infrarot-Heat-Mat auf dem Behandlungstisch problemlos fixiert werden.

Artikelnummer: PH-Z-07

*Kompatibel mit den Steuergeräten: Body-Shaping A, A-Classic, C sowie Heat-Bag B2, B3, Home G, G2 und C-Home




Fuß-Bandage

Eigens für die lokale Anwendung des Fuß- und Beinbereiches wurden unsere Infrarot-Fuß-Bandagen entwickelt.

Der an der Rückseite angebrachte Reißverschluss ermöglicht ein einfaches Anlegen. Das Tragen dieser Spezial-Bandage ist bis zur Schuhgröße 50 möglich.

Artikelnummer: PH-Z-09

*Kompatibel mit den Steuergeräten: Body-Shaping A, A-Classic, C sowie Heat-Bag B2, B3, Home G, G2 und C-Home



Thermo-Jacke

Die Infrarot-Thermo-Jacke eignet sich hervorragend für Anwendungen im Oberkörperbereich. Die Ärmel können auf beiden Seiten jeweils vom Nacken (A) bis zum Bund (B) per Klettverschluss komfortabel geöffnet und geschlossen werden (s.a. Bild 2). Ein weiterer Klettverschluss an der Vorderseite ist zum normalen An- oder Ablegen der Jacke vorgesehen (siehe Bild 1).

Artikelnummer: PH-Z-08

*Kompatibel mit den Steuergeräten: Body-Shaping A, A-Classic, C sowie Heat-Bag B2, B3, Home G2 und C-Home



Folienanzüge Zur Verwendung für hygienische Tiefenwärmebehandlungen.

Sie erhalten die Folienanzüge zur privaten Nutzung in der praktischen 10er-Packung oder für den professionellen Einsatz zu je 50 Stk. pro Rolle.

Artikelnummer: PH-F-10

Artikelnummer: PH-F-50

Tiefenwärmegel "Intensiv" - zur Optimierung der Erfolge bei Tiefenwärmeanwendungen

Sie erhalten unser Tiefenwärmegel "Intensiv" in der praktischen 150ml Dosierflasche

(ausreichend für ca. 30 Anwendungen).

Artikelnummer: K-Z-01

* Bei den gekennzeichneten Kombinationsmöglichkeiten muss die Anzahl der Leistungskanäle des jeweiligen Steuergerätes berücksichtigt werden, d. h. dass bspw. an einem 2 Kanalsteuergerät auch nur 2 Kanäle belegt werden können.

Technische Daten / Lieferumfang / Zubehör / Kombinationsmöglichkeiten

Professionelle Systeme

Heimsysteme

| Technische Daten | Body-Shaping-Systeme | | | Heat-Bag-Systeme | | | Home Body-Shaping-Systeme | | | |
|--------------------------------|----------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | A | A-Classic | C | B | B2 | B3 | G | G2 | K2 | C-Home |
| Empfohlene Vorwärmzeit | 5-10 min. | 5 | | | | | | | | |
| Betriebstemperatur | 30-60 °C | 30-50 °C | 30-50 °C | 30-50 °C | 30-60 °C | 30-60 °C | 30-60 °C | 30-50 °C | 30-60°C | 30-60°C |
| CE-Geprüft | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Betriebskanäle | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Eingangsspannung | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Betriebsspannung | 36V/300W | 36V/300W | 36V/150W | 36V/150W | 36V/300W | 36V/300W | 36V/60W | 36V/75W | 36V/75W | 36V/75W |
| Temperatureinstell. 1°- Stufen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Zeiteinstellung 5 min. Stufen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Gewicht (nur Steuergerät) | 2,7 Kg | 2,7 Kg | 2,6 Kg | 2,6 Kg | 2,7 Kg | 2,7 Kg | 0,8 Kg | 0,8 Kg | 0,8 Kg | 0,8 Kg |
| Maße (Steuergerät) B / L / H | 28/20,5/10 | 28/20,5/10 | 28/20,5/10 | 28/20,5/10 | 28/20,5/10 | 28/20,5/10 | 14,5/21/5 | 14,5/21/5 | 14,5/21/5 | 14,5/21/5 |
| Funktionsanzeige über LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

Lieferumfang

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|--------|
| Steuergerät | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Bandagen-Anzug | • | | • | | | | | | | Shorts |
| Arm-Bandagen | • | | | | | | | | | |
| Bein-Bandagen | | 2 | | | | | | | | |
| Heat-Bag-Wärmedecke | | | | • | • | mit 3 separaten Wärmezonen | | | | |
| Universal-Thermo-Bandage | | 2 | | | | | 1 | 2 | | |
| Fuß-Bandagen | | | | | | | | | 2 | |
| Bedienungsanleitung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Erfolgsprotokoll | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

Zubehör / Kombinationsmöglichkeiten

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandagen-Anzug Art.- Nr.: PH-Z-02 | • | • | • | | • | • | | | | |
| Bandagen-Anzug XL Art.- Nr.: PH-Z-03 | • | • | • | | • | • | | | | |
| Bandagen-Shorts Art.- Nr.: PH-Z-01 | • | • | • | | • | • | | | | • |
| Arm-Bandagen (Paar) Art.- Nr.: PH-Z-04 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Bein-Bandagen Art.- Nr.: PH-Z-05 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Heat-Bag-Wärmedecke (B) Art.- Nr.: PH-Z-10 | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Heat-Bag-Wärmedecke (B2) Art.- Nr.: PH-Z-11 | • | • | | | • | • | | | | |
| Heat-Bag-Wärmedecke (B3) Art.- Nr.: PH-Z-10 | • | • | | | | • | | | | |
| Universal-Thermo-Bandage Art.- Nr.: PH-Z-06 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Fuß-Bandagen Art.- Nr.: PH-Z-09 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Heat-Mat Art.- Nr.: PH-Z-07 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Thermo-Jacke Art.- Nr.: PH-Z-08 | • | • | • | | • | • | | | | |

Bei den hier bezeichneten Kombinationsmöglichkeiten wurde nur die mögliche Leistungsaufnahme- und abgabe berücksichtigt, nicht jedoch die Anzahl der verfügbaren Betriebskanäle. D.h. dass Sie bspw. an dem Gerät Body-Shaping C entweder ein Paar Arm-Bandagen oder den Bandagen-Anzug anschließen können.

Ihr Fachhändler:

ServiceTechnik
64407 Fränkisch-Crumbach
Tel.: 06164 - 54280 oder 0172 - 6388 071
Tel.: 0180 - 34 35 36 7
Fax: 0180 - 34 35 36 8

Mail: info@fitservice.de
www.fitness-service.de